

## ÖGONDUSCHSTATION MED DÖRR

**Lång spoltid kan rädda synen vid en olycka.**

Dahl Ögonduschstation - en smart akutstation med marknadens enda kliniskt testade ögondusch med lång spoltid och för fler användningsområden.

Med lång spoltid på totalt ca 30 minuter och alltid steril koksaltlösning uppfyller du med Dahl Ögonduschstation de krav som ställs på en bra ögondusch-beredskap.

Dahl Medicals Ögonduschstation är utrustad med en kombination av olika flaskor för olika typer av tillbud och olyckor.

### PRODUKTSPECIFIKATION/INNEHÅLL

Material: Plast  
Innehåll: 4 st Ögonskölj 45 ml, 2 st Ögondusch 400 ml  
Färg: Grön  
Storlek: 28,5 x 59 x 9 cm



- Med transparent dörr i genomskinlig plast – sluter tätt och skyddar mot damm och smuts
- Spegel
- Fyra små flaskor (45 ml) för mindre och vanligt förekommande tillbud som t. ex. damm & smuts i ögonen (spoltid ca 1,2 min/flaska, totalt ca 5 min spoltid)
- Dahls nya, stora flaskor (400 ml) för allvarigare olyckor med frätande/skadliga substanser (spoltid ca 12 min/flaska, totalt ca 24 minuter)

**Total spoltid om ca 30 min!**

**Artikelnummer: 9007050**