



Väska

Vikt:	11,7 kg
Väskmtrl:	ABS-plast
Temp område:	-30 till +60 C
Yttermått:	L=79 cm, O=16 cm

Reduceringsventil

Flasktryck:	5-220 bar
O2 snabbkoppl. uttag:	5 bar (max 85 l/min)
Flödesuttag:	Stegvis inställning 0-25 l/min fördelat på 12 steg
Tryckmanometer:	Skala: 0-315 bar

Oxygenflaska 5 l

Fyllnadstryck:	200 bar
Vikt-fylld:	9,5 kg
Oxygenmängd:	1000 l
Behandlingstid:	65 min (vid 15 l/min)

Doseringsventil

Matningstryck:	2,8-6,2 bar
Flödesområde:	0-160 l/min
Temp område:	-30 till + 50 C
Dead space:	8 ml (ex. mask)